

Hygieneplan

Stand: 16.03.09

Hygieneplan für alle Beschäftigten (Auszug Dampftopf)

	Desinfektion	Reinigung	Sterilisation	MPG-Klassifikation
Amalgampistolen	Nach jedem Gebrauch auseinander-schrauben, mit Desinfektionstüchern abwischen, mit der kleinen Bürste reinigen		im Dampftopf, danach trockenpus-ten, erst dann zu-sammensetzen	SK B
Ansätze der Spraypistolen, Handstück der Spraypistole im 2. Zimmer Chef-Seite	Auf der Chef-Seite im 1. und 2. Zimmer sowie auf der Helferinnen-Seite im 2. Zimmer nach jedem Patienten den ge-brauchten Ansatz abnehmen, mit Desinfektionstüchern abwischen, sauberen Ansatz auf-stecken. Auf der Helferinnenseite im 1. Zimmer :jeden Abend abnehmen. Handstück der Spraypistole auf der Chefseite im 2. Zimmer: jeden Abend abschrauben		Ansätze nach je-dem Gebrauch in den Dampftopf, Handst ück jeden Abend in den Dampftopf.	SK A
Applikationspistole für Composite	mit Desinfektionstüchern abwischen		im Dampftopf	
Chirurgisches Handstück	mit Desinfektionstüchern abwischen		nach jedem Ge-brauch mit KaVo-Spray ölen, dann in den Dampftopf, anschl. in Sterili-sationsfolie ein-schweißen und im Autoklaven sterili-sieren, Papiersei-te der Verpackung nach unten. Nach der Sterilisation Verpackung über-prüfen, Freigabe durch Aufkleben des Etiketts (siehe Protokollblatt Au-toklav). Freigabe nur durch ausge-bildete ZAH	K B
Flachzange (für Interden-talkeile)	mit Desinfektionstüchern abwischen		im Dampftopf	SK B
Interdentalbürstchen, TePe	Wanne mit Desinfektionslö-sung, Halter öffnen und von den Bürstchen trennen	In der Spülmaschine. Halter in die Besteckschublade einsortieren, Bürstchen in ein Teesieb legen	im Dampftopf	
Interdentalbürstchen, rotie-rend	Einmalartikel = nach Gebrauch entsorgen			SK A
Kofferdamzange	mit Desinfektionstüchern abwischen		im Dampftopf	SK B
Röntgenhalter	Wanne mit Desinfektionslö-sung	In der Spülmaschine	im Dampftopf	SK B

Hygieneplan

Root ZX Schleimhautelektrode	mit Desinfektionstüchern abwischen	im Dampftopf	SK A
Root ZX Feilenhalter mit Kabel	mit Desinfektionstüchern abwischen	im Dampftopf im Siebeinsatz, dabei darauf achten, daß der Kunststoff nicht den Metallboden berührt	SK A
Spritze zur intraligamentären Anästhesie (Citoject)	mit Desinfektionstüchern abwischen	Im Dampftopf, vorher auseinandernehmen	SK B
Winkelstück, grün, rot, Soniflex, Luftmotor	mit Desinfektionstüchern abwischen	nach jedem Gebrauch mit KaVo-Spray ölen und in den Dampftopf. Luftmotor nur mittags und abends ölen und in den Dampftopf	SK B